

Trgovsko ime: Reagent Schuetze

Aktualna verzija: 1.0.3, sestavljeno dne: 12.06.2024

Nadomeščena verzija: 1.0.2, sestavljeno dne: 03.04.2023

regija: SI

**ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja****1.1 Identifikator izdelka**

Trgovsko ime

**Reagent Schuetze****1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe****Relevantne identificirane uporabe**

Kemijska analiza

**Uporabe, ki se odsvetujejo**

Na voljo niso nikakršni podatki.

**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista****Naslov**

ELTRA GmbH

Retsch-Allee 1-5

42781 Haan

GERMANY

Številka telefona +49 (0) 2104 23 33-400

Številka faksa +49 (0) 2104 23 33-499

**Oddelek za posredovanje informacij / telefon**

+49 (0) 2104 23 33-192

**Informacije o listu z varnostnimi podatki**

info@eltra.com

**1.4 Telefonska številka za nujne primere**

112

**ODDELEK 2: Določitev nevarnosti****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****Razvrščanje v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008(CLP)**

Eye Dam. 1; H318

Ox. Sol. 3; H272

Skin Corr. 1B; H314

**Napotki za razvrščanje**

Razvrščanje snovi in zmesi je bilo opredeljeno na osnovi naslednjih postopkov v 9. členu in s kriteriji Uredbe (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti: Ovrednotenje podatkov po delu 2 Priloge I,

Zdravstvenih in okoljskih tveganj: Postopek izračunavanja po delih 3, 4 in 5 Priloge I.

**2.2 Elementi etikete****Označevanje v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008(CLP)****Piktogrami za nevarnost**

GHS03



GHS05

**Opozorilna beseda**

Nevarno

**Sestavine, ki določajo nevarnosti, ki jih je potrebno napisati na etiketi:**

Dijod pentoksid

**Stavki o nevarnosti**

H272

Lahko okrepi požar; oksidativna snov.

H314

Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Trgovsko ime: Reagent Schuetze

Aktualna verzija: 1.0.3, sestavljeno dne: 12.06.2024

Nadomeščena verzija: 1.0.2, sestavljeno dne: 03.04.2023

regija: SI

**Previdnostni stavki**

|                |                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210           | Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.                                                                     |
|                | Kajenje prepovedano.                                                                                                                                        |
| P221           | Preprečiti mešanje z vnetljivimi snovmi.                                                                                                                    |
| P264           | Po uporabi temeljito umiti.                                                                                                                                 |
| P280           | Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz.                                                                                                   |
| P301+P330+P331 | PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.                                                                                                           |
| P303+P361+P353 | PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].                                                       |
| P305+P351+P338 | PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. |
| P310           | Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.                                                                                                            |
| P370+P378      | Ob požaru: Za gašenje uporabiti razpršen vodni curek, gasilni prah, gasilno peno ali CO2.                                                                   |

**2.3 Druge nevarnosti**

PBT ocena

Po informacijah, ki so bile posredovane v dobavni verigi, zmes ne vsebuje nobene snovi z &gt;0,1%, ki velja kot PBT.

vPvB ocena

Po informacijah, ki so bile posredovane v dobavni verigi, zmes ne vsebuje nobene snovi z &gt;0,1%, ki velja kot vPvB.

**ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah****3.1 Snovi**

Ne ustreza. Produkt ni snov.

**3.2 Zmesi****Kemične lastnosti**

Zmes

**Vsebnost nevarnih snovi**

| št. | Naziv snovi                                 | Dodatni napotki                         |                              |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|     | št. CAS / EC / Indeks / REACH               | Razvrščanje (ES) po 1272/2008(CLP)      | Koncentracija %              |
| 1   | Dijod pentoksid                             |                                         |                              |
|     | 12029-98-0<br>234-740-2<br>-<br>-           | Ox. Sol. 3; H272<br>Skin Corr. 1B; H314 | >= 10,00 - < 25,00<br>Teža % |
| 2   | žveplova kislina                            |                                         |                              |
|     | 7664-93-9<br>231-639-5<br>016-020-00-8<br>- | Skin Corr. 1A; H314                     | >= 10,00 - < 25,00<br>Teža % |
| 3   | SILICIJEV DIOKSID (AMORFEN)                 |                                         |                              |
|     | 112926-00-8<br>231-545-4<br>-<br>-          | -                                       | >= 50,00 - < 70,00<br>Teža % |

Celotno besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16

| št. | Opomba | Posebne mejne koncentracije                                                                  | M-faktor (akutno) | M-faktor (kronično) |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 2   | B      | Eye Irrit. 2; H319: C >= 5%<br>Skin Irrit. 2; H315: C >= 5%<br>Skin Corr. 1A; H314: C >= 15% | -                 | -                   |

Celotno besedilo opomb: glej oddelek 16 "Opombe v zvezi z identifikacijo, razvrščanjem in označevanjem snovi in zmesi ((ES) št. 1272/2008, PRILOGA VI)"

**ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**

Trgovsko ime: Reagent Schuetze

Aktualna verzija: 1.0.3, sestavljeno dne: 12.06.2024

Nadomeščena verzija: 1.0.2, sestavljeno dne: 03.04.2023

regija: SI

#### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

**Splošna navodila**

Onesnaženo obleko in čevlje takoj slecite, pred ponovno uporabo operite.

**Pri vdihavanju**

Poškodovane osebe odpeljati s področja nevarnosti. Zagotoviti dovolj svežega zraka. Pri trajajočih težavah se posvetujte z zdravnikom.

**V stiku s kožo**

Pri stiku s kožo umiti z vodo in milom. Pri trajnem draženju kože obiščite zdravnika.

**V stiku z očmi**

Odstraniti kontaktne leče. Oči izpirati pri široko odprtih vekah s tekočo vodo 10-15 minut, pri tem pa zaščititi nepoškodovano oko. Takojšnja medicinska oskrba pri očesnem zdravniku.

**Pri zaužitju**

Ne izzivati bruhanja. Usta izpiraj in popij obilico vode; Nezavestnim osebam ne dajati ničesar skozi usta. Če težave trajajo, takoj poiskati zdravniško pomoč.

#### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Na voljo niso nikakršni podatki.

#### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Na voljo niso nikakršni podatki.

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

#### 5.1 Sredstva za gašenje

**Ustrezna sredstva za gašenje**

Suho sredstvo za gašenje; Ogljikov dioksid

**Neprimerna sredstva za gašenje**

Polni curek vode

#### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Pri požaru nastajajo dimni plini: Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>); Dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>); Ogljikov monoksid (CO); Žveplove oksidi (S<sub>x</sub>O<sub>y</sub>); Jod; vodik; Kontakt z gorljivimi snovmi, gorljivimi materiali ali kovinskim prahom lahko povzroči požar ali eksplozijo. Produkt reagira z vodo. Pri dotiku z vlago ali vodo nastane vročina in lahko povzroči vžig gorljivih materialov.

#### 5.3 Nasvet za gasilce

Uporabljati dihalno napravo, neodvisno od zraka v okolju. Ogrožene posode po možnosti odstranite iz nevarnega območja. Ogrožene posode z vodo hladite v primeru požara. Uporabljati zaščitno obleko. Preprečite prodiranje vode v posodo.

### ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

#### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

**Za neizučeno osebo**

Upoštevati varnostne predpise (glej oddelek 7 in 8). Dobro prezračevati. Preprečiti stik s kožo, očmi in obleko. Prepreči nastanek prahu

**Za reševalce**

Za osebno zaščito glej točko 8.

#### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izlivati v kanalizacijo / površinsko vodo/ podtalnico; Ne dopustite, da zaide v tla/zemljo.

#### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Mehansko popivnajte. Sprejeti material obravnavajte v skladu s oddelek "Odstranjevanje/odlaganje". Ne izpirajte z vodo ali vodenimi čistili.

#### 6.4 Sklincevanje na druge oddelke

Za informacije o varnem načinu uporabe glej oddelek 7. Informacije o osebni zaščitni opremi – glej oddelek 8. Informacije o odlaganju/odstranjevanju – glej oddelek 13.

Trgovsko ime: Reagent Schuetze

Aktualna verzija: 1.0.3, sestavljeno dne: 12.06.2024

Nadomeščena verzija: 1.0.2, sestavljeno dne: 03.04.2023

regija: SI

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodila za varno rokovanje

Zagotoviti primerno zračenje, posebej v zaprtih prostorih. Tveganje pri ravnanju s produktom se mora z uvedbo zaščitnih in preventivnih ukrepov zmanjšati na najmanjšo možno mero. Delovni postopek naj se, v kolikor je to možno glede na stanje tehnike, izvede tako, da se ne bodo sproščale nevarne snovi ali da se lahko izključi stik s kožo.

Splošni zaščitni in higienski ukrepi

Hraniti ločeno od hrane in pijač. Pri delu ne kaditi, ne jesti in ne piti. Pred odmorom in po končanem delu umiti roke. Umazano in kontaminirano obleko takoj slecite in operite. Preprečiti stik z očmi in kožo; Ne vdihavati prahu. Tekočino za izpiranje oči je potrebno vnaprej pripraviti. Pripravljenost imejte prho za primer sile.

Navodila za zaščito pred požarom in eksplozijo

Preprečiti stik z viri toplote in ognja.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Posode hraniti tesno zaprte na suhem, hladnem in dobro zračenem mestu. Zaščitite pred zračno vlago in vodo.

Zahteve glede skladiščnih prostorov in posod

Odperte posode dobro zaprite, da preprečite morebitno nekontrolirano iztekanje. Hraniti v ovitku, ki odgovarja originalni embalaži

Navodila za skupno skladiščenje

Ne skladiščiti skupaj z: Fluorovodik; Redukcijsko sredstvo; vnetljivo delujoče snovi; Baze; Ne skladišči skupaj z oksidacijskimi reagenci; kovinami

7.3 Posebne končne uporabe

Na voljo niso nikakršni podatki.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti za delovno mesto

| št.                                                             | Naziv snovi                 | Številka CAS                       | Številka EGS |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1                                                               | SILICIJEV DIOKSID (AMORFEN) | 112926-00-8                        | 231-545-4    |
| Seznam zavezujo ih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost |                             |                                    |              |
|                                                                 | silikagel                   |                                    |              |
|                                                                 | Mejne vrednosti             | 4 (I) mg/m <sup>3</sup>            |              |
|                                                                 | Opomba                      | Y                                  |              |
| 2                                                               | žveplova kislina            | 7664-93-9                          | 231-639-5    |
| Seznam zavezujo ih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost |                             |                                    |              |
|                                                                 | žveplova kislina - megla    |                                    |              |
|                                                                 | Kratkoročna vrednost        | 0,05 (I) mg/m <sup>3</sup>         |              |
|                                                                 | Mejne vrednosti             | 0,05 (I) mg/m <sup>3</sup>         |              |
|                                                                 | Opomba                      | Y, EU3                             |              |
| 2009/161/EU                                                     |                             |                                    |              |
|                                                                 | Sulphuric acid (mist)       |                                    |              |
|                                                                 | mist                        |                                    |              |
|                                                                 | Mejne vrednosti             | 0,05 ( 8 ) ( 9 ) mg/m <sup>3</sup> |              |

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Zagotoviti primerno zračenje, posebej v zaprtih prostorih.

Osebna zaščitna oprema

Zaščita dihal

Pri prekoračitvi vrednosti gostote uporabljaj pri delu primerno zaščito za dihalo. Mejne vrednosti za delovno mesto ne obstajajo; pri nastajanju prahu, aerosolov in megle se morajo določiti ukrepi za zaščito dihanja.

Zaščita za oči / obraz

Trgovsko ime: Reagent Schuetze

Aktualna verzija: 1.0.3, sestavljeno dne: 12.06.2024

Nadomeščena verzija: 1.0.2, sestavljeno dne: 03.04.2023

regija: SI

Tesno prilegajoča zaščitna očala.

**Zaščita rok**

Pri intenzivnem stiku uporabljati zaščitne rokavice (EN 374). Zaščitne rokavice morajo biti v vsakem primeru preverjene glede primernosti za specifično delovno mesto (npr. mehanska obstojnost, združljivost s produktom, antistatika). Upoštevajte navodila in informacije proizvajalca zaščitnih rokavic glede uporabe, skladiščenja, nege in zamenjave rokavic. Zaščitne rokavice se morajo pri poškodovanju ali pri prvih znakih obrabe takoj zamenjati. Delovne postopke organizirajte tako, da ni potrebno neprekinjeno nošenje rokavic.

**Drugo**

Obleka, odporna proti kemikalijam.

**Nadzor izpostavljenosti okolja**

Na voljo niso nikakršni podatki.

**ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti****9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Agregatno stanje</b>            |
| trdno                              |
| <b>Oblika</b>                      |
| granulat                           |
| <b>Barva</b>                       |
| rumeno                             |
| <b>Vonj</b>                        |
| brez vonja                         |
| <b>pH</b>                          |
| Podatek ni uporaben                |
| <b>Vrelišče/območje vrenja</b>     |
| Podatki ne obstajajo               |
| <b>Tališče/ledišče</b>             |
| Podatki ne obstajajo               |
| <b>Temperatura razgradnje</b>      |
| Podatki ne obstajajo               |
| <b>Plamenišče</b>                  |
| Podatek ni uporaben                |
| <b>Temperatura vžiga</b>           |
| ni na razpolago                    |
| <b>Temperatura samovžiga</b>       |
| ni na razpolago                    |
| <b>Vnetljivost</b>                 |
| Podatki ne obstajajo               |
| <b>Spodnja meja eksplozivnosti</b> |
| Podatki ne obstajajo               |
| <b>Zgornja meja eksplozivnosti</b> |
| Podatki ne obstajajo               |
| <b>Parni tlak</b>                  |
| Podatek ni uporaben                |
| <b>Relativna parna gostota</b>     |
| Podatki ne obstajajo               |
| <b>Relativna gostota</b>           |
| Podatki ne obstajajo               |
| <b>Gostota</b>                     |

Trgovsko ime: Reagent Schuetze

Aktualna verzija: 1.0.3, sestavljeno dne: 12.06.2024

Nadomeščena verzija: 1.0.2, sestavljeno dne: 03.04.2023

regija: SI

Podatek ni uporaben

**Topnost v vodi**

Opomba lahko topljivo

**Topnost**

Podatki ne obstajajo

**Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)**

Podatki ne obstajajo

**Kinematična viskoznost**

Podatek ni uporaben

**Lastnosti delcev**

Podatki ne obstajajo

**9.2 Drugi podatki****Drugi podatki**

Na voljo niso nikakršni podatki.

**ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost****10.1 Reaktivnost**

Na voljo niso nikakršni podatki.

**10.2 Kemijska stabilnost**

Ob upoštevanju priporočenih predpisov za skladiščenje in uporabo stabilno (glej oddelek 7).

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**

Pri uporabi v skladu z namembnostjo ni pričakovati nevarnih reakcij.

**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Zaščitite pred vlago.

**10.5 Nezdržljivi materiali**

fluorovodik; organske spojine; Redukcijsko sredstvo; kovine; močne baze; Oksidacijskimi sredstvi. Sulfidi; cianidi; ločljive snovi

**10.6 Nevarni produkti razgradnje**ogljikov monoksid in ogljikov dioksid; Jod; Žveplov oksidi (SO<sub>x</sub>); vodik**ODDELEK 11: Toksikološki podatki****11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008****Akutna strupenost zaradi zaužitja (oralna)**

Podatki ne obstajajo

**Akutna strupenost zaradi stika s kožo (dermalna)**

Podatki ne obstajajo

**Akutna strupenost zaradi vdihavanja (inhalacijsk)**

Podatki ne obstajajo

**Jedkost za kožo/draženje kože**

Podatki ne obstajajo

**Resne okvare oči/draženje oči**

Podatki ne obstajajo

**Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože**

Podatki ne obstajajo

**Mutagenost za zarodne celice**

Podatki ne obstajajo

**Strupen za sposobnost reprodukcije**

Trgovsko ime: Reagent Schuetze

Aktualna verzija: 1.0.3, sestavljeno dne: 12.06.2024

Nadomeščena verzija: 1.0.2, sestavljeno dne: 03.04.2023

regija: SI

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podatki ne obstajajo                                                                                   |
| <b>Rakotvornost</b>                                                                                    |
| Podatki ne obstajajo                                                                                   |
| <b>STOT – enkratna izpostavljenost</b>                                                                 |
| Podatki ne obstajajo                                                                                   |
| <b>STOT – ponavljajoča se izpostavljenost</b>                                                          |
| Podatki ne obstajajo                                                                                   |
| <b>Nevarnost pri vdihavanju</b>                                                                        |
| Podatki ne obstajajo                                                                                   |
| <b>Zapozneli in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkodobni in dolgodobni izpostavljenosti</b> |
| Draži oči in kožo.                                                                                     |

**11.2 Podatki o drugih nevarnostih****Lastnosti endokrinih motilcev**

Na voljo niso nikakršni podatki.

**Drugi podatki**

Na voljo niso nikakršni podatki.

**ODDELEK 12: Ekološki podatki****12.1 Strupenost**

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>toksičnost za ribe (akutna)</b>      |
| Podatki ne obstajajo                    |
| <b>toksičnost za ribe (kronična)</b>    |
| Podatki ne obstajajo                    |
| <b>toksičnost za dafnije (akutna)</b>   |
| Podatki ne obstajajo                    |
| <b>toksičnost za dafnije (kronična)</b> |
| Podatki ne obstajajo                    |
| <b>toksičnost za alge (akutna)</b>      |
| Podatki ne obstajajo                    |
| <b>toksičnost za alge (kronična)</b>    |
| Podatki ne obstajajo                    |
| <b>Strupenost za bakterije</b>          |
| Podatki ne obstajajo                    |

**12.2 Obstočnost in razgradljivost**

Na voljo niso nikakršni podatki.

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

Na voljo niso nikakršni podatki.

**12.4 Mobilnost v tleh**

Na voljo niso nikakršni podatki.

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

|                                    |                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rezultati ocene PBT in vPvB</b> |                                                                                                                    |
| PBT ocena                          | Po informacijah, ki so bile posredovane v dobavni verigi, zmes ne vsebuje nobene snovi z >0,1%, ki velja kot PBT.  |
| vPvB ocena                         | Po informacijah, ki so bile posredovane v dobavni verigi, zmes ne vsebuje nobene snovi z >0,1%, ki velja kot vPvB. |

**12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**

Na voljo niso nikakršni podatki.

**12.7 Drugi škodljivi učinki**

Trgovsko ime: Reagent Schuetze

Aktualna verzija: 1.0.3, sestavljeno dne: 12.06.2024

Nadomeščena verzija: 1.0.2, sestavljeno dne: 03.04.2023

regija: SI

Na voljo niso nikakršni podatki.

**12.8 Drugi podatki****Drugi podatki**

Produkt ne sme priti nekontrolirano v stik z bivanjskim okoljem.

**ODDELEK 13: Odstranjevanje****13.1 Metode ravnanja z odpadki****Produkt**

Dodelite kode odpadkom v skladu z Evropskim katalogom odpadkov (AAV) po dogovoru z lokalno organizacijo za uničevanje.

**Embalaza**

Ovitke je potrebno prazniti brez ostankov in jih pravilno uničiti v skladu s predpisi, ki jih določajo pristojni zakoni. Ovitki, ki niso bili dovolj izpraznjeni, je potrebno uničiti v skladu z regionalno organizacijo za odvoz in likvidacijo odpadkov

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu****14.1 Številka ZN in številka ID****ADR/RID/ADN**

UN3085

**IMDG**

UN3085

**ICAO-TI / IATA**

UN3085

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN****ADR/RID/ADN**

Povzročitelj nevarnosti

OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.

Dijod pentoksid

žveplova kislina

**IMDG**

Povzročitelj nevarnosti

OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.

diiodine-pentaoxide

sulphuric acid

**ICAO-TI / IATA**

Povzročitelj nevarnosti

Oxidizing solid, corrosive, n.o.s.

diiodine-pentaoxide

sulphuric acid

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza****ADR/RID/ADN - Razred**

5.1

Nalepka nevarnosti

5.1+8

Klasifikacijska koda

OC2

Kod omejitve za predore

E

Številka nevarnosti (številka po

58

Kemlerju)

**IMDG - Razred**

5.1

Subsidiary Risk

8

Nalepke nevarnosti

5.1+8

**ICAO-TI / IATA - Razred**

5.1

Subrisk

8

Nalepke nevarnosti

5.1+8

**14.4 Skupina pakiranja****ADR/RID/ADN**

III

**IMDG**

III

**ICAO-TI / IATA**

III

**14.5 Nevarnosti za okolje**

EmS

F-A, S-Q

**14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Na voljo niso nikakršni podatki.

**14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO**

Ni relevantno

Trgovsko ime: Reagent Schuetze

Aktualna verzija: 1.0.3, sestavljeno dne: 12.06.2024

Nadomeščena verzija: 1.0.2, sestavljeno dne: 03.04.2023

regija: SI

**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki****15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes****EU predpisi****Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) PRILOGA XIV (SEZNAM SNOVI, KI SO PREDMET AVTORIZACIJE)**

Po predloženih podatkih in/ali po podatkih predhodnih dobaviteljev snov/pripravkov ne vsebuje snovi, ki po Uredbi REACH (ES) 1907/2006 Priloga XIV velja(jo) kot snov(i), ki je/so predmet avtorizacije.

**REACH kandidatni seznam posebej skrb vzbujajočih snovi (SVHC) za postopek registracije**

V skladu z obravnavanimi podatki in/ali v skladu z navedbami predhodnih dobaviteljev snov/pripravkov ne vsebuje snovi, ki po 57. členu v povezavi z 59. členom Uredbe REACH (ES) 1907/2006 ne velja(jo) za snov(i), ki pride(jo) v poštev za sprejem v Prilogo XIV (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije).

**Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) PRILOGA XVII: OMEJITVE PROIZVODNJE, DAJANJA V PROMET IN UPORABE NEKATERIH NEVARNIH SNOVI, PRIPRAVKOV IN IZDELKOV**

Produkt vsebuje naslednjo/e snov/i, ki spada/jo v REACH uredbo (ES) 1907/2006, Priloga XVII.

| št. | Naziv snovi      | Številka CAS | Številka EGS | št. |
|-----|------------------|--------------|--------------|-----|
| 1   | žveplova kislina | 7664-93-9    | 231-639-5    | 75  |

**DIREKTIVA 2012/18/EU o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi**

Za proizvod velja del 1 Priloge I, Kategorije nevarnosti:

P8

**15.2 Ocena kemijske varnosti**

Ocena kemijske varnosti za predloženo zmes ni bila izvedena.

**ODDELEK 16: Drugi podatki****Ostale informacije**

Artikel št. 90270, 100 g

**Viri ključnih podatkov, uporabljenih za izdelavo varnostnega lista:**

Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) v veljavni verziji.

Smernica 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Lokalni seznam mejnih vrednosti v ozračju določenih držav v veljavni verziji.

Transportni predpisi v skladu z ADR, RID, IMDG, IATA v veljavnem besedilu.

Vir podatkov, ki je bil uporabljen za določanje fizikalnih, toksikoloških in ekotoksikoloških podatkov je naveden neposredno v posameznih poglavjih.

**Celotno besedilo v delu 2 in 3 navedenih H in EUH stavkov(v kolikor ni navedeno že v teh delih).**

H318

Povzroča hude poškodbe oči.

**Opombe v zvezi z identifikacijo, razvrščanjem in označevanjem snovi in zmesi ((ES) št. 1272/2008, PRILOGA VI)**

B

Nekatere snovi (kisline, baze itd.) se dajejo v promet kot vodne raztopine v različnih koncentracijah in se zato zanje zahteva drugačno razvrščanje in označevanje, saj se nevarnost spreminja z različnimi koncentracijami. V delu 3 so vpisi z opombo B splošno poimenovani kot npr.: „dušikova kislina %“. V tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti koncentracijo raztopine v odstotkih. Če ni navedeno drugače, se domneva, da se koncentracija v odstotkih izračuna kot razmerje med maso sestavin.

**Delovno mesto za izdelavo varnostnih listov**

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Podatki temeljijo na današnji ravni znanosti in dosedanjih izkušnjah. Varnostni list opisuje produkt s poudarkom na varnostnih zahtevah. Za zagotovitev lastnosti produkta podatki nimajo pomena.

Spremembe / dopolnitve besedila:

spremembe v besedilu so označene na robu.

Dokument zaščiteno z zakonom o avtorskih pravicah. Za spremembe ali razmnoževanje je potrebno izrecno dovoljenje družbe UMCO GmbH.

Prod-ID 616949

---

**Trgovsko ime:** Reagent Schuetze

**Aktualna verzija:** 1.0.3, sestavljeno dne: 12.06.2024

**Nadomeščena verzija:** 1.0.2, sestavljeno dne: 03.04.2023

**regija:** SI

---