



## DOKUMA HASIR ELEKLER - Ø 200 MM / 203 MM

Partikül boyutu analizi yapılan talepler, standart ISO 3310 şartları yansıtır. Bu şartlara elek uyarlamak için, RETSCH benzersiz bir ürün geliştirmiştir.

Farklı ölçülerde (200 x 50 mm, 200 x 25 mm, 203 x 50 mm (8 "x2" ), 203 x 25 mm (8 "x1"). geliştirilen elekler, lojistik üretim sisteminde kullanılan her bir malzemenin kaydını yapar.

## ÜRÜN AVANTAJLARI

- | yüksek form stabilitesine sahip paslanmaz çelik elek çerçevesi
- | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik sayesinde yüksek derecede korozyon direnci ve kolay temizlik
- | 20 µm ila 125 mm elek gözenek boyutları
- | kalıcı olarak sıkı elek kumaşı
- | kapsamlı optik inceleme sayesinde mükemmel ürün kalitesi
- | Birden fazla elek ile çalışıldığında,eleklerin birbirleri üzerine takılırken kullanılan,conta ,stabiliteyi sağlar.
- | Lazer teknolojisi ile,eleklerin üzerine seri numarası yoluyla izlenebilirlik.

## APLIKASYON ÖRNEKLERİ

RETSCH's woven wire mesh sieves are ideally suited for separation, fractioning and particle size determination of cement clinker, chemicals, coffee, construction materials, fertilizers, fillers, flours, grains, metals powders, minerals, nuts, plastics, sand, seeds, soils and washing powder.

DOKUMA HASIR ELEKLER - Ø 200 MM / 203 MM

## TEKNİK VERİ

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Uygulamalar</b>       | Ayırma, fraksiyon, partikül boyutu belirleme |
| <b>Uygulama alanı</b>    | biyoloji, kimya / plastik, tarım, ..         |
| <b>Besleme malzemesi</b> | tozlar, dökme malzeme, süspansiyonlar        |
| <b>Çerçeve çapı</b>      | Ø 200 mm / 203 mm (8 inch)                   |
| <b>Yüzey tipi</b>        | tel tül                                      |
| <b>Mesh numarası</b>     | 125 mm - 20 µm                               |
| <b>Standartlar</b>       | ISO 3310-1 / ASTM E11                        |

[www.retsched.com/sieve](http://www.retsched.com/sieve)

## SIPARIŞ BİLGİSİ

### TEST ELEKLERİ İÇİN AKSESUARLAR (TAVALAR, HALKALAR, KAPAKLAR)

#### TEST ELEKLERİ İÇİN 200 MM Ø, YÜKSEKLİK 50 MM

|             |                                                                                     |                                       |                 |          |                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 69.720.0050 |    | Toplama kabı                          | stainless steel | 200 mm Ø | yükseklik 50 mm |
| 69.220.0050 |    | Ara tava                              | stainless steel | 200 mm Ø | yükseklik 50 mm |
| 69.121.0050 |    | Ara halka                             | stainless steel | 200 mm Ø | yükseklik 50 mm |
| 69.520.0051 |   | Elek kapağı                           | stainless steel | 200 mm Ø |                 |
| 69.420.0050 |  | Çıkışlı toplama tavası                | stainless steel | 200 mm Ø | yükseklik 50 mm |
| 69.221.0025 |  | Islak eleme için havalandırma halkası | stainless steel | 200 mm Ø | yükseklik 25 mm |
| 05.114.0174 |                                                                                     | Test elekleri için O-ring             | 200 mm Ø        |          |                 |

#### TEST ELEKLERİ İÇİN 200 MM Ø, YÜKSEKLİK 25 MM

|             |                                                                                     |                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 69.720.0025 |  | Toplama kabı, stainless steel, 200 mm Ø, yükseklik 25 mm           |
| 69.220.0025 |  | Ara tava, stainless steel, 200 mm Ø, yükseklik 25 mm               |
| 69.121.0025 |  | Ara halka, stainless steel, 200 mm Ø, yükseklik 25 mm              |
| 69.520.0051 |  | Elek kapağı, stainless steel, 200 mm Ø                             |
| 69.420.0050 |  | Çıkışlı toplama tavası, stainless steel, 200 mm Ø, yükseklik 50 mm |

69.221.0025  Islak eleme için havalandırma halkası, stainless steel, 200 mm Ø, yükseklik 25 mm

05.114.0174 Test elekleri için O-ring, 200 mm Ø

**TEST ELEKLERİ İÇİN 203 MM Ø / 8 "Ø, YÜKSEKLİK 2"**

69.720.3050  Toplama kabı, stainless steel, 8" Ø, yükseklik 2 "

69.220.3050  Ara tava, stainless steel, 8" Ø, yükseklik 2 "

69.121.3050  Ara halka, stainless steel, 8" Ø, yükseklik 2 "

69.520.3051  Elek kapağı, stainless steel, 8" Ø

69.420.3050  Çıkışlı toplama tava, stainless steel, 8" Ø, yükseklik 2 "

69.221.3025  Islak eleme için havalandırma halkası, stainless steel, 8" Ø, yükseklik 1 "

05.114.0174 Test elekleri için O-ring, 8" Ø

**TEST ELEKLERİ İÇİN 203 MM Ø / 8 "Ø, YÜKSEKLİK 1"**

69.720.3025  Toplama kabı, stainless steel, 8" Ø, yükseklik 1 "

69.220.3025  Ara tava, stainless steel, 8" Ø, yükseklik 1 "

69.121.3025  Ara halka, stainless steel, 8" Ø, yükseklik 1 "

69.520.3051  Elek kapağı, stainless steel, 8" Ø

69.420.3050  Çıkışlı toplama tava, stainless steel, 8" Ø, yükseklik 2 "

69.221.3025  Islak eleme için havalandırma halkası, stainless steel, 8" Ø, yükseklik 1 "

05.114.0174 Test elekleri için O-ring, 8" Ø

## TEST ELEK RAFI

32.012.0001



10 Test Eleđi için Test Elek Rafı Ø 200 mm / 8 ", yükseklik 50 mm / 25 mm

## TEST ELEKLERİ

### TEST ELEKLERİ Ø 200 MM - 50 MM YÜKSEKLİK - ISO 3310/1 - PASLANMAZ ÇELİK / TEL TÜL

|               | # mm   | # mesh no. | Ø      | yükseklik | standart   |
|---------------|--------|------------|--------|-----------|------------|
| 60.131.000020 | 20 µm  | -          | 200 mm | 50 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.131.000025 | 25 µm  | -          | 200 mm | 50 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.131.000032 | 32 µm  | -          | 200 mm | 50 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.131.000036 | 36 µm  | -          | 200 mm | 50 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.131.000038 | 38 µm  | -          | 200 mm | 50 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.131.000040 | 40 µm  | -          | 200 mm | 50 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.131.000045 | 45 µm  | -          | 200 mm | 50 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.131.000050 | 50 µm  | -          | 200 mm | 50 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.131.000053 | 53 µm  | -          | 200 mm | 50 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.131.000056 | 56 µm  | -          | 200 mm | 50 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.131.000063 | 63 µm  | -          | 200 mm | 50 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.131.000071 | 71 µm  | -          | 200 mm | 50 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.131.000075 | 75 µm  | -          | 200 mm | 50 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.131.000080 | 80 µm  | -          | 200 mm | 50 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.131.000090 | 90 µm  | -          | 200 mm | 50 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.131.000100 | 100 µm | -          | 200 mm | 50 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.131.000106 | 106 µm | -          | 200 mm | 50 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.131.000112 | 112 µm | -          | 200 mm | 50 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.131.000125 | 125 µm | -          | 200 mm | 50 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.131.000140 | 140 µm | -          | 200 mm | 50 mm     | ISO 3310/1 |

|               |         |   |        |       |            |
|---------------|---------|---|--------|-------|------------|
| 60.131.000150 | 150 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000160 | 160 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000180 | 180 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000200 | 200 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000212 | 212 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000224 | 224 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000250 | 250 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000280 | 280 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000300 | 300 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000315 | 315 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000355 | 355 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000400 | 400 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000425 | 425 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000450 | 450 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000500 | 500 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000560 | 560 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000600 | 600 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000630 | 630 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000710 | 710 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000800 | 800 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000850 | 850 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000900 | 900 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001000 | 1.00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001120 | 1.12 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001180 | 1.18 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001250 | 1,25 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001400 | 1.40 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001600 | 1.60 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001700 | 1.70 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001800 | 1.80 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.002000 | 2.00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |

|               |          |   |        |       |            |
|---------------|----------|---|--------|-------|------------|
| 60.131.002240 | 2.24 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.002360 | 2.36 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.002500 | 2.50 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.002800 | 2.80 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.003150 | 3.15 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.003350 | 3.35 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.003550 | 3.55 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.004000 | 4.00 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.004500 | 4.50 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.004750 | 4.75 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.005000 | 5.00 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.005600 | 5.60 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.006300 | 6.30 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.006700 | 6.70 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.007100 | 7.10 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.008000 | 8.00 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.009000 | 9.00 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.009500 | 9.50 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.010000 | 10.00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.011200 | 11.20 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.012500 | 12.50 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.013200 | 13.20 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.014000 | 14.00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.016000 | 16.00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.018000 | 18.00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.019000 | 19.00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.020000 | 20.00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.022400 | 22.40 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.025000 | 25.00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.026500 | 26.50 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.028000 | 28.00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |

|               |           |   |        |       |            |
|---------------|-----------|---|--------|-------|------------|
| 60.131.031500 | 31.50 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.035500 | 35.50 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.037500 | 37.50 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.040000 | 40.00 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.045000 | 45.00 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.050000 | 50.00 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.053000 | 53.00 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.056000 | 56.00 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.063000 | 63.00 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.071000 | 71.00 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.075000 | 75.00 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.080000 | 80.00 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.090000 | 90.00 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.100000 | 100.00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.106000 | 106.00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.112000 | 112.00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.125000 | 125.00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |

## TEST ELEKLERİ Ø 200 MM - 25 MM YÜKSEKLİK - ISO 3310/1 - PASLANMAZ ÇELİK / TEL TÜL

|               | # mm  | # mesh no. | Ø      | yükseklik | standart   |
|---------------|-------|------------|--------|-----------|------------|
| 60.122.000020 | 20 µm | -          | 200 mm | 25 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.122.000025 | 25 µm | -          | 200 mm | 25 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.122.000032 | 32 µm | -          | 200 mm | 25 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.122.000036 | 36 µm | -          | 200 mm | 25 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.122.000038 | 38 µm | -          | 200 mm | 25 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.122.000040 | 40 µm | -          | 200 mm | 25 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.122.000045 | 45 µm | -          | 200 mm | 25 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.122.000050 | 50 µm | -          | 200 mm | 25 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.122.000053 | 53 µm | -          | 200 mm | 25 mm     | ISO 3310/1 |
| 60.122.000056 | 56 µm | -          | 200 mm | 25 mm     | ISO 3310/1 |

|               |        |   |        |       |            |
|---------------|--------|---|--------|-------|------------|
| 60.122.000063 | 63 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000071 | 71 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000075 | 75 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000080 | 80 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000090 | 90 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000100 | 100 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000106 | 106 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000112 | 112 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000125 | 125 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000140 | 140 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000150 | 150 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000160 | 160 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000180 | 180 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000200 | 200 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000212 | 212 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000224 | 224 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000250 | 250 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000280 | 280 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000300 | 300 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000315 | 315 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000355 | 355 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000400 | 400 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000425 | 425 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000450 | 450 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000500 | 500 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000560 | 560 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000600 | 600 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000630 | 630 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000710 | 710 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000800 | 800 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000850 | 850 µm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |

|               |          |   |        |       |            |
|---------------|----------|---|--------|-------|------------|
| 60.122.000900 | 900 µm   | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001000 | 1.00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001120 | 1.12 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001180 | 1.18 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001250 | 1,25 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001400 | 1.40 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001600 | 1.60 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001700 | 1.70 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001800 | 1.80 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.002000 | 2.00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.002240 | 2.24 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.002360 | 2.36 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.002500 | 2.50 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.002800 | 2.80 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.003150 | 3.15 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.003350 | 3.35 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.003550 | 3.55 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.004000 | 4.00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.004500 | 4.50 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.004750 | 4.75 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.005000 | 5,00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.005600 | 5.60 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.006300 | 6.30 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.006700 | 6.70 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.007100 | 7.10 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.008000 | 8.00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.009000 | 9.00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.009500 | 9.50 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.010000 | 10.00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.011200 | 11.20 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.012500 | 12.50 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |

|               |           |   |        |       |            |
|---------------|-----------|---|--------|-------|------------|
| 60.122.013200 | 13.20 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.014000 | 14.00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.016000 | 16.00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.018000 | 18.00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.019000 | 19.00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.020000 | 20.00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.022400 | 22.40 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.025000 | 25.00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.026500 | 26.50 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.028000 | 28.00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.031500 | 31.50 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.035500 | 35.50 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.037500 | 37.50 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.040000 | 40.00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.045000 | 45.00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.050000 | 50.00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.053000 | 53.00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.056000 | 56.00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.063000 | 63.00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.071000 | 71.00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.075000 | 75.00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.080000 | 80.00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.090000 | 90.00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.100000 | 100.00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.106000 | 106.00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.112000 | 112.00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.125000 | 125.00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |

## TEST ELEKLERİ Ø 8 " - 2" YÜKSEKLİK - ISO 3310/1 - PASLANMAZ ÇELİK / TEL TÜL

| # mm | # mesh no. | Ø | yükseklik | standart |
|------|------------|---|-----------|----------|
|------|------------|---|-----------|----------|

|               |        |   |    |    |            |
|---------------|--------|---|----|----|------------|
| 60.149.000020 | 20 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000025 | 25 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000032 | 32 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000036 | 36 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000038 | 38 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000040 | 40 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000045 | 45 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000050 | 50 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000053 | 53 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000056 | 56 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000063 | 63 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000071 | 71 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000075 | 75 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000080 | 80 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000090 | 90 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000100 | 100 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000106 | 106 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000112 | 112 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000125 | 125 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000140 | 140 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000150 | 150 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000160 | 160 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000180 | 180 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000200 | 200 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000212 | 212 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000224 | 224 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000250 | 250 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000280 | 280 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000300 | 300 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000315 | 315 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000355 | 355 µm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |

|               |         |   |    |    |            |
|---------------|---------|---|----|----|------------|
| 60.149.000400 | 400 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000425 | 425 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000450 | 450 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000500 | 500 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000560 | 560 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000600 | 600 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000630 | 630 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000710 | 710 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000800 | 800 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000850 | 850 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.000900 | 900 µm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.001000 | 1.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.001120 | 1.12 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.001180 | 1.18 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.001250 | 1,25 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.001400 | 1.40 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.001600 | 1.60 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.001700 | 1.70 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.001800 | 1.80 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.002000 | 2.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.002240 | 2.24 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.002360 | 2.36 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.002500 | 2.50 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.002800 | 2.80 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.003150 | 3.15 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.003350 | 3.35 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.003550 | 3.55 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.004000 | 4.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.004500 | 4.50 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.004750 | 4.75 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.005000 | 5,00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |

|               |          |   |    |    |            |
|---------------|----------|---|----|----|------------|
| 60.149.005600 | 5.60 mm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.006300 | 6.30 mm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.006700 | 6.70 mm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.007100 | 7.10 mm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.008000 | 8.00 mm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.009000 | 9.00 mm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.009500 | 9.50 mm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.010000 | 10.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.011200 | 11.20 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.012500 | 12.50 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.013200 | 13.20 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.014000 | 14.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.016000 | 16.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.018000 | 18.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.019000 | 19.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.020000 | 20.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.022400 | 22.40 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.025000 | 25.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.026500 | 26.50 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.028000 | 28.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.031500 | 31.50 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.035500 | 35.50 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.037500 | 37.50 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.040000 | 40.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.045000 | 45.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.050000 | 50.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.053000 | 53.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.056000 | 56.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.063000 | 63.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.071000 | 71.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.075000 | 75.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |

|               |           |   |    |    |            |
|---------------|-----------|---|----|----|------------|
| 60.149.080000 | 80.00 mm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.090000 | 90.00 mm  | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.100000 | 100.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.106000 | 106.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.112000 | 112.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |
| 60.149.125000 | 125.00 mm | - | 8" | 2" | ISO 3310/1 |

## TEST ELEKLERİ Ø 8 " - 1" YÜKSEKLİK - ISO 3310/1 - PASLANMAZ ÇELİK / TEL TÜL

|               | # mm   | # mesh no. | Ø  | yükseklik | standart   |
|---------------|--------|------------|----|-----------|------------|
| 60.140.000020 | 20 µm  | -          | 8" | 1"        | ISO 3310/1 |
| 60.140.000025 | 25 µm  | -          | 8" | 1"        | ISO 3310/1 |
| 60.140.000032 | 32 µm  | -          | 8" | 1"        | ISO 3310/1 |
| 60.140.000036 | 36 µm  | -          | 8" | 1"        | ISO 3310/1 |
| 60.140.000038 | 38 µm  | -          | 8" | 1"        | ISO 3310/1 |
| 60.140.000040 | 40 µm  | -          | 8" | 1"        | ISO 3310/1 |
| 60.140.000045 | 45 µm  | -          | 8" | 1"        | ISO 3310/1 |
| 60.140.000050 | 50 µm  | -          | 8" | 1"        | ISO 3310/1 |
| 60.140.000053 | 53 µm  | -          | 8" | 1"        | ISO 3310/1 |
| 60.140.000056 | 56 µm  | -          | 8" | 1"        | ISO 3310/1 |
| 60.140.000063 | 63 µm  | -          | 8" | 1"        | ISO 3310/1 |
| 60.140.000071 | 71 µm  | -          | 8" | 1"        | ISO 3310/1 |
| 60.140.000075 | 75 µm  | -          | 8" | 1"        | ISO 3310/1 |
| 60.140.000080 | 80 µm  | -          | 8" | 1"        | ISO 3310/1 |
| 60.140.000090 | 90 µm  | -          | 8" | 1"        | ISO 3310/1 |
| 60.140.000100 | 100 µm | -          | 8" | 1"        | ISO 3310/1 |
| 60.140.000106 | 106 µm | -          | 8" | 1"        | ISO 3310/1 |
| 60.140.000112 | 112 µm | -          | 8" | 1"        | ISO 3310/1 |
| 60.140.000125 | 125 µm | -          | 8" | 1"        | ISO 3310/1 |
| 60.140.000140 | 140 µm | -          | 8" | 1"        | ISO 3310/1 |
| 60.140.000150 | 150 µm | -          | 8" | 1"        | ISO 3310/1 |

|               |         |   |    |    |            |
|---------------|---------|---|----|----|------------|
| 60.140.000160 | 160 µm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000180 | 180 µm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000200 | 200 µm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000212 | 212 µm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000224 | 224 µm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000250 | 250 µm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000280 | 280 µm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000300 | 300 µm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000315 | 315 µm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000355 | 355 µm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000400 | 400 µm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000425 | 425 µm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000450 | 450 µm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000500 | 500 µm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000560 | 560 µm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000600 | 600 µm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000630 | 630 µm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000710 | 710 µm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000800 | 800 µm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000850 | 850 µm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.000900 | 900 µm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.001000 | 1.00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.001120 | 1.12 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.001180 | 1.18 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.001250 | 1,25 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.001400 | 1.40 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.001600 | 1.60 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.001700 | 1.70 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.001800 | 1.80 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.002000 | 2.00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.002240 | 2.24 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |

|               |          |   |    |    |            |
|---------------|----------|---|----|----|------------|
| 60.140.002360 | 2.36 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.002500 | 2.50 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.002800 | 2.80 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.003150 | 3.15 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.003350 | 3.35 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.003550 | 3.55 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.004000 | 4.00 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.004500 | 4.50 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.004750 | 4.75 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.005000 | 5,00 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.005600 | 5.60 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.006300 | 6.30 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.006700 | 6.70 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.007100 | 7.10 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.008000 | 8.00 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.009000 | 9.00 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.009500 | 9.50 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.010000 | 10.00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60140011200   | 11.20 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.012500 | 12.50 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.013200 | 13.20 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.014000 | 14.00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.016000 | 16.00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.018000 | 18.00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.019000 | 19.00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.020000 | 20.00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.022400 | 22.40 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.025000 | 25.00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.026500 | 26.50 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.028000 | 28.00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.031500 | 31.50 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |

|               |           |   |    |    |            |
|---------------|-----------|---|----|----|------------|
| 60.140.035500 | 35.50 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.037500 | 37.50 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.040000 | 40.00 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.045000 | 45.00 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.050000 | 50.00 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.053000 | 53.00 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.056000 | 56.00 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.063000 | 63.00 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.071000 | 71.00 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.075000 | 75.00 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.080000 | 80.00 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.090000 | 90.00 mm  | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.100000 | 100.00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.106000 | 106.00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.112000 | 112.00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60.140.125000 | 125.00 mm | - | 8" | 1" | ISO 3310/1 |

## TEST ELEKLERİ Ø 200 MM - 50 MM YÜKSEKLİK - ASTM E11 - PASLANMAZ ÇELİK / TEL TÜL

|               | # mm   | # mesh no. | Ø      | yükseklik | standart |
|---------------|--------|------------|--------|-----------|----------|
| 60.132.000020 | 20 µm  | 635 Mesh   | 200 mm | 50 mm     | ASTM E11 |
| 60.132.000025 | 25 µm  | 500 Mesh   | 200 mm | 50 mm     | ASTM E11 |
| 60.132.000032 | 32 µm  | 450 Mesh   | 200 mm | 50 mm     | ASTM E11 |
| 60.132.000038 | 38 µm  | 400 Mesh   | 200 mm | 50 mm     | ASTM E11 |
| 60.132.000045 | 45 µm  | 325 Mesh   | 200 mm | 50 mm     | ASTM E11 |
| 60.132.000053 | 53 µm  | 270 Mesh   | 200 mm | 50 mm     | ASTM E11 |
| 60.132.000063 | 63 µm  | 230 Mesh   | 200 mm | 50 mm     | ASTM E11 |
| 60.132.000075 | 75 µm  | 200 Mesh   | 200 mm | 50 mm     | ASTM E11 |
| 60.132.000090 | 90 µm  | 170 Mesh   | 200 mm | 50 mm     | ASTM E11 |
| 60.132.000106 | 106 µm | 140 Mesh   | 200 mm | 50 mm     | ASTM E11 |
| 60.132.000125 | 125 µm | 120 Mesh   | 200 mm | 50 mm     | ASTM E11 |

|               |          |          |        |       |          |
|---------------|----------|----------|--------|-------|----------|
| 60.132.000150 | 150 µm   | 100 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000180 | 180 µm   | 80 Mesh  | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000212 | 212 µm   | 70 Mesh  | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000250 | 250 µm   | 60 Mesh  | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000300 | 300 µm   | 50 Mesh  | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000355 | 355 µm   | 45 Mesh  | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000425 | 425 µm   | 40 Mesh  | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000500 | 500 µm   | 35 Mesh  | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000600 | 600 µm   | 30 Mesh  | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000710 | 710 µm   | 25 Mesh  | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.000850 | 850 µm   | 20 Mesh  | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.001000 | 1.00 mm  | 18 Mesh  | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.001180 | 1.18 mm  | 16 Mesh  | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.001400 | 1.40 mm  | 14 Mesh  | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.001700 | 1.70 mm  | 12 Mesh  | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.002000 | 2.00 mm  | 10 Mesh  | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.002360 | 2.36 mm  | 8 Mesh   | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.002800 | 2.80 mm  | 7 Mesh   | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.003350 | 3.35 mm  | 6 Mesh   | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.004000 | 4.00 mm  | 5 Mesh   | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.004750 | 4.75 mm  | 4 Mesh   | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.005600 | 5.60 mm  | 3.5 Mesh | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.006300 | 6.30 mm  | 1/4"     | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.006700 | 6.70 mm  | 0.265"   | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.008000 | 8.00 mm  | 5/16"    | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.009500 | 9.50 mm  | 3/8"     | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.011200 | 11.20 mm | 7/16"    | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.012500 | 12.50 mm | 1/2"     | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.013200 | 13.20 mm | 0.530"   | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.016000 | 16.00 mm | 5/8"     | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.019000 | 19.00 mm | 3/4"     | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |

|               |           |        |        |       |          |
|---------------|-----------|--------|--------|-------|----------|
| 60.132.022400 | 22.40 mm  | 7/8"   | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.025000 | 25.00 mm  | 1"     | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.026500 | 26.50 mm  | 1.06"  | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.031500 | 31.50 mm  | 1 1/4" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.037500 | 37.50 mm  | 1 1/2" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.045000 | 45.00 mm  | 1 3/4" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.050000 | 50.00 mm  | 2"     | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.053000 | 53.00 mm  | 2.12"  | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.063000 | 63.00 mm  | 2 1/2" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.075000 | 75.00 mm  | 3"     | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.090000 | 90.00 mm  | 3 1/2" | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.100000 | 100.00 mm | 4"     | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.106000 | 106.00 mm | 4.24"  | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |
| 60.132.125000 | 125.00 mm | 5"     | 200 mm | 50 mm | ASTM E11 |

## TEST ELEKLERİ Ø 200 MM - 25 MM YÜKSEKLİK - ASTM E11 - PASLANMAZ ÇELİK / TEL TÜL

|               | # mm   | # mesh no. | Ø      | yükseklik | standart |
|---------------|--------|------------|--------|-----------|----------|
| 60.123.000020 | 20 µm  | 635 Mesh   | 200 mm | 25 mm     | ASTM E11 |
| 60.123.000025 | 25 µm  | 500 Mesh   | 200 mm | 25 mm     | ASTM E11 |
| 60.123.000032 | 32 µm  | 450 Mesh   | 200 mm | 25 mm     | ASTM E11 |
| 60.123.000038 | 38 µm  | 400 Mesh   | 200 mm | 25 mm     | ASTM E11 |
| 60.123.000045 | 45 µm  | 325 Mesh   | 200 mm | 25 mm     | ASTM E11 |
| 60.123.000053 | 53 µm  | 270 Mesh   | 200 mm | 25 mm     | ASTM E11 |
| 60.123.000063 | 63 µm  | 230 Mesh   | 200 mm | 25 mm     | ASTM E11 |
| 60.123.000075 | 75 µm  | 200 Mesh   | 200 mm | 25 mm     | ASTM E11 |
| 60.123.000090 | 90 µm  | 170 Mesh   | 200 mm | 25 mm     | ASTM E11 |
| 60.123.000106 | 106 µm | 140 Mesh   | 200 mm | 25 mm     | ASTM E11 |
| 60.123.000125 | 125 µm | 120 Mesh   | 200 mm | 25 mm     | ASTM E11 |
| 60.123.000150 | 150 µm | 100 Mesh   | 200 mm | 25 mm     | ASTM E11 |
| 60.123.000180 | 180 µm | 80 Mesh    | 200 mm | 25 mm     | ASTM E11 |

|               |          |          |        |       |          |
|---------------|----------|----------|--------|-------|----------|
| 60.123.000212 | 212 µm   | 70 Mesh  | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000250 | 250 µm   | 60 Mesh  | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000300 | 300 µm   | 50 Mesh  | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000355 | 355 µm   | 45 Mesh  | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000425 | 425 µm   | 40 Mesh  | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000500 | 500 µm   | 35 Mesh  | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000600 | 600 µm   | 30 Mesh  | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000710 | 710 µm   | 25 Mesh  | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.000850 | 850 µm   | 20 Mesh  | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.001000 | 1.00 mm  | 18 Mesh  | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.001180 | 1.18 mm  | 16 Mesh  | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.001400 | 1.40 mm  | 14 Mesh  | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.001700 | 1.70 mm  | 12 Mesh  | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.002000 | 2.00 mm  | 10 Mesh  | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.002360 | 2.36 mm  | 8 Mesh   | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.002800 | 2.80 mm  | 7 Mesh   | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.003350 | 3.35 mm  | 6 Mesh   | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.004000 | 4.00 mm  | 5 Mesh   | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.004750 | 4.75 mm  | 4 Mesh   | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.005600 | 5.60 mm  | 3.5 Mesh | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.006300 | 6.30 mm  | 1/4"     | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.006700 | 6.70 mm  | 0.265"   | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.008000 | 8.00 mm  | 5/16"    | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.009500 | 9.50 mm  | 3/8"     | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.011200 | 11.20 mm | 7/16"    | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.012500 | 12.50 mm | 1/2"     | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.013200 | 13.20 mm | 0.530"   | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.016000 | 16.00 mm | 5/8"     | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.019000 | 19.00 mm | 3/4"     | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.022400 | 22.40 mm | 7/8"     | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.025000 | 25.00 mm | 1"       | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |

|               |           |        |        |       |          |
|---------------|-----------|--------|--------|-------|----------|
| 60.123.026500 | 26.50 mm  | 1.06"  | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.031500 | 31.50 mm  | 1 1/4" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.037500 | 37.50 mm  | 1 1/2" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.045000 | 45.00 mm  | 1 3/4" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.050000 | 50.00 mm  | 2"     | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.053000 | 53.00 mm  | 2.12"  | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.063000 | 63.00 mm  | 2 1/2" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.075000 | 75.00 mm  | 3"     | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.090000 | 90.00 mm  | 3 1/2" | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.100000 | 100.00 mm | 4"     | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.106000 | 106.00 mm | 4.24"  | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |
| 60.123.125000 | 125.00 mm | 5"     | 200 mm | 25 mm | ASTM E11 |

## TEST ELEKLERİ Ø 8 " - 2" YÜKSEKLİK - ASTM E11 - PASLANMAZ ÇELİK / TEL TÜL

|               | # mm   | # mesh no. | Ø  | yükseklik | standart |
|---------------|--------|------------|----|-----------|----------|
| 60.150.000020 | 20 µm  | 635 Mesh   | 8" | 2"        | ASTM E11 |
| 60.150.000025 | 25 µm  | 500 Mesh   | 8" | 2"        | ASTM E11 |
| 60.150.000032 | 32 µm  | 450 Mesh   | 8" | 2"        | ASTM E11 |
| 60.150.000038 | 38 µm  | 400 Mesh   | 8" | 2"        | ASTM E11 |
| 60.150.000045 | 45 µm  | 325 Mesh   | 8" | 2"        | ASTM E11 |
| 60.150.000053 | 53 µm  | 270 Mesh   | 8" | 2"        | ASTM E11 |
| 60.150.000063 | 63 µm  | 230 Mesh   | 8" | 2"        | ASTM E11 |
| 60.150.000075 | 75 µm  | 200 Mesh   | 8" | 2"        | ASTM E11 |
| 60.150.000090 | 90 µm  | 170 Mesh   | 8" | 2"        | ASTM E11 |
| 60.150.000106 | 106 µm | 140 Mesh   | 8" | 2"        | ASTM E11 |
| 60.150.000125 | 125 µm | 120 Mesh   | 8" | 2"        | ASTM E11 |
| 60.150.000150 | 150 µm | 100 Mesh   | 8" | 2"        | ASTM E11 |
| 60.150.000180 | 180 µm | 80 Mesh    | 8" | 2"        | ASTM E11 |
| 60.150.000212 | 212 µm | 70 Mesh    | 8" | 2"        | ASTM E11 |
| 60.150.000250 | 250 µm | 60 Mesh    | 8" | 2"        | ASTM E11 |

|               |          |          |    |    |          |
|---------------|----------|----------|----|----|----------|
| 60.150.000300 | 300 µm   | 50 Mesh  | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000355 | 355 µm   | 45 Mesh  | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000425 | 425 µm   | 40 Mesh  | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000500 | 500 µm   | 35 Mesh  | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000600 | 600 µm   | 30 Mesh  | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000710 | 710 µm   | 25 Mesh  | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.000850 | 850 µm   | 20 Mesh  | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.001000 | 1.00 mm  | 18 Mesh  | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.001180 | 1.18 mm  | 16 Mesh  | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.001400 | 1.40 mm  | 14 Mesh  | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.001700 | 1.70 mm  | 12 Mesh  | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.002000 | 2.00 mm  | 10 Mesh  | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.002360 | 2.36 mm  | 8 Mesh   | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.002800 | 2.80 mm  | 7 Mesh   | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.003350 | 3.35 mm  | 6 Mesh   | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.004000 | 4.00 mm  | 5 Mesh   | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.004750 | 4.75 mm  | 4 Mesh   | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.005600 | 5.60 mm  | 3.5 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.006300 | 6.30 mm  | 1/4"     | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.006700 | 6.70 mm  | 0.265"   | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.008000 | 8.00 mm  | 5/16"    | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.009500 | 9.50 mm  | 3/8"     | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.011200 | 11.20 mm | 7/16"    | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.012500 | 12.50 mm | 1/2"     | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.013200 | 13.20 mm | 0.530"   | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.016000 | 16.00 mm | 5/8"     | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.019000 | 19.00 mm | 3/4"     | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.022400 | 22.40 mm | 7/8"     | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.025000 | 25.00 mm | 1"       | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.026500 | 26.50 mm | 1.06"    | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.031500 | 31.50 mm | 1 1/4"   | 8" | 2" | ASTM E11 |

|               |           |        |    |    |          |
|---------------|-----------|--------|----|----|----------|
| 60.150.037500 | 37.50 mm  | 1 1/2" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.045000 | 45.00 mm  | 1 3/4" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.050000 | 50.00 mm  | 2"     | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.053000 | 53.00 mm  | 2.12"  | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.063000 | 63.00 mm  | 2 1/2" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.075000 | 75.00 mm  | 3"     | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.090000 | 90.00 mm  | 3 1/2" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.100000 | 100.00 mm | 4"     | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.106000 | 106.00 mm | 4.24"  | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 60.150.125000 | 125.00 mm | 5"     | 8" | 2" | ASTM E11 |

## TEST ELEKLERİ Ø 8 " - 1" YÜKSEKLİK - ASTM E11 - PASLANMAZ ÇELİK / TEL TÜL

|               | # mm   | # mesh no. | Ø  | yükseklik | standart |
|---------------|--------|------------|----|-----------|----------|
| 60.141.000020 | 20 µm  | 635 Mesh   | 8" | 1"        | ASTM E11 |
| 60.141.000025 | 25 µm  | 500 Mesh   | 8" | 1"        | ASTM E11 |
| 60.141.000032 | 32 µm  | 450 Mesh   | 8" | 1"        | ASTM E11 |
| 60.141.000038 | 38 µm  | 400 Mesh   | 8" | 1"        | ASTM E11 |
| 60.141.000045 | 45 µm  | 325 Mesh   | 8" | 1"        | ASTM E11 |
| 60.141.000053 | 53 µm  | 270 Mesh   | 8" | 1"        | ASTM E11 |
| 60.141.000063 | 63 µm  | 230 Mesh   | 8" | 1"        | ASTM E11 |
| 60.141.000075 | 75 µm  | 200 Mesh   | 8" | 1"        | ASTM E11 |
| 60.141.000090 | 90 µm  | 170 Mesh   | 8" | 1"        | ASTM E11 |
| 60.141.000106 | 106 µm | 140 Mesh   | 8" | 1"        | ASTM E11 |
| 60.141.000125 | 125 µm | 120 Mesh   | 8" | 1"        | ASTM E11 |
| 60.141.000150 | 150 µm | 100 Mesh   | 8" | 1"        | ASTM E11 |
| 60.141.000180 | 180 µm | 80 Mesh    | 8" | 1"        | ASTM E11 |
| 60.141.000212 | 212 µm | 70 Mesh    | 8" | 1"        | ASTM E11 |
| 60.141.000250 | 250 µm | 60 Mesh    | 8" | 1"        | ASTM E11 |
| 60.141.000300 | 300 µm | 50 Mesh    | 8" | 1"        | ASTM E11 |
| 60.141.000355 | 355 µm | 45 Mesh    | 8" | 1"        | ASTM E11 |

|               |          |          |    |    |          |
|---------------|----------|----------|----|----|----------|
| 60.141.000425 | 425 µm   | 40 Mesh  | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000500 | 500 µm   | 35 Mesh  | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000600 | 600 µm   | 30 Mesh  | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000710 | 710 µm   | 25 Mesh  | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.000850 | 850 µm   | 20 Mesh  | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.001000 | 1.00 mm  | 18 Mesh  | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.001180 | 1.18 mm  | 16 Mesh  | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.001400 | 1.40 mm  | 14 Mesh  | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.001700 | 1.70 mm  | 12 Mesh  | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.002000 | 2.00 mm  | 10 Mesh  | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.002360 | 2.36 mm  | 8 Mesh   | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.002800 | 2.80 mm  | 7 Mesh   | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.003350 | 3.35 mm  | 6 Mesh   | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.004000 | 4.00 mm  | 5 Mesh   | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.004750 | 4.75 mm  | 4 Mesh   | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.005600 | 5.60 mm  | 3.5 Mesh | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.006300 | 6.30 mm  | 1/4"     | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.006700 | 6.70 mm  | 0.265"   | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.008000 | 8.00 mm  | 5/16"    | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.009500 | 9.50 mm  | 3/8"     | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.011200 | 11.20 mm | 7/16"    | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.012500 | 12.50 mm | 1/2"     | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.013200 | 13.20 mm | 0.530"   | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.016000 | 16.00 mm | 5/8"     | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.019000 | 19.00 mm | 3/4"     | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.022400 | 22.40 mm | 7/8"     | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.025000 | 25.00 mm | 1"       | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.026500 | 26.50 mm | 1.06"    | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.031500 | 31.50 mm | 1 1/4"   | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.037500 | 37.50 mm | 1 1/2"   | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.045000 | 45.00 mm | 13/4"    | 8" | 1" | ASTM E11 |

|               |           |        |    |    |          |
|---------------|-----------|--------|----|----|----------|
| 60.141.050000 | 50.00 mm  | 2"     | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.053000 | 53.00 mm  | 2.12"  | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.063000 | 63.00 mm  | 2 1/2" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.075000 | 75.00 mm  | 3"     | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.090000 | 90.00 mm  | 3 1/2" | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.100000 | 100.00 mm | 4"     | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.106000 | 106.00 mm | 4.24"  | 8" | 1" | ASTM E11 |
| 60.141.125000 | 125.00 mm | 5"     | 8" | 1" | ASTM E11 |